

# SISTEMA PARA ENTRENAMIENTO DE CANALIZACIÓN DE VÍAS CENTRALES 2.0

Ref.: i500B

Sistema de entrenamiento integrado para canalización de vías centrales que permite realizar un entrenamiento completo y estructurado del procedimiento tanto por ecografía como a través de referencias anatómicas.

## I. Nivel introductorio

- Bloque anatómico transparente
- Comprensión de la anatomía y preentrenamiento para canalización
- Bloque para entrenamiento básico en punción ecoguiada
- Manejo de la sonda y habilidades básicas en punción ecoguiada

## II. Técnicas de punción mediante palpación y visualización de referencias anatómicas

- Acceso a la vena subclavia, supraclavicular y yugular interna
- Referencias anatómicas palpables: clavícula, esternón, costillas, venas, arterias, esternocleidomastoideo, pulmón y pulso carotídeo
- Punción y confirmación de éxito o fracaso (líquido azul o rojo)
- Neumotórax: se recoge aire
- Canalización (inserción con alambre guía)
- Ventanas en el área infraclavicular izquierda y ventana en el SVC muestran fallo y éxito

## III. Técnicas de punción guiada por ecografía

- Cómo realizar de forma segura una punción
- Cómo evitar posibles complicaciones que pueden acompañar a la punción
- Almohadilla con estructura anatómica precisa
- Acceso a la yugular y a la vena axilar interna

### Incluye

Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
	Torso superior masculino	1
	Bloque para punción normal	1
	Bloque para punción guiada por ecografía	1
i5003	Bloque transparente	1
	Bloque introductorio para entrenamiento en ecografía	1
	Bote de sangre artificial (rojo)	1
	Bomba manual	1
	Bote de sangre artificial (azul)	1

### Consumibles:

Ref.	DESCRIPCIÓN
i5004	Bloque para punción normal (Pack de 2 uds.)
i5002B	Bloque para punción guiada por ecografía (Pack de 2 uds.)
i5005	Bloque introductorio para entrenamiento en ecografía (Pack de 2 uds.)

1. Acceso infraclavicular
2. Bloque transparente
3. Bloque introductorio para canalización ecoguiada
4. Colapso realista de la vena
5. Acceso yugular interno

