

## SIMULADOR DE PUNCIÓN LUMBAR PEDIÁTRICA (2 SEMANAS)

Ref.: iE590



Maniquí para entrenamiento en punción lumbar que representa a un bebé de 2 semanas anatómicamente correcto que puede posicionarse en lateral o en decubito.

Almohadilla con vértebras L3 a L5 reemplazable con parte de sacro y cresta ilíaca. Cada tejido incluye la médula espinal con líquido cefaloraquídeo simulado y plexo venoso epidural con sangre simulada.

### Habilidades

- Uso de posición lateral o decubito para punción lumbar pediátrica
- Referencias anatómicas palpables
- Técnica de punción lumbar mediante referencias anatómicas o ecoguiada

### Especificaciones

- Bebé de 2 semanas anatómicamente correcto con cuerpo flexible que permite simular el movimiento de la columna a una posición abierta
- Compatible con ecografía
- Referencias anatómicas visibles y palpables que incluyen ombligo, pliegue del glúteo, cresta ilíaca y vértebras
- Área de inserción L3-L4 y L4-L5
- La punción correcta permitirá recoger líquido céfalo raquídeo
- Plexo venoso epidural con sangre y columna que proporcionan feedback cuando se introduce la aguja de forma incorrecta

### Incluye:

Ref.	DESCRIPCIÓN
	Maniquí
iE5901	Bloque de punción LP 2 semanas Bote de sangre venosa

## SIMULADOR DE PUNCIÓN LUMBAR PEDIÁTRICA (7 - 10 MESES)

Ref.: i580D



Bebé de 7-10 meses diseñado por expertos en educación médica para mejorar el entrenamiento en el procedimiento de punción lumbar pediátrica y evaluación del mismo. Incluye dos tipos de bloques de punción con diferente profundidad.

### Habilidades

- Posicionamiento del paciente
- Preparación del área de punción
- Palpación de referencias anatómicas incluyendo columna lumbar
- Posicionamiento del trócar y punción
- Toma de muestra de líquido céfalo-raquídeo
- Medición de la presión céfalo-raquídea

### Especificaciones

- Maniquí a tamaño real que replica la anatomía lumbar incluyendo las referencias anatómicas
- Resistencia realista de la piel y del tejido a la punción del trócar
- Las punciones del trócar no dejan trazos visibles en la piel
- Bloque de punción sustituible de forma rápida y sencilla
- Bloque de punción transparente que permite ver la anatomía y el paso de la aguja
- Mantenimiento sencillo, material seco y limpio Incluye:

### Incluye

Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
	Maniquí pediátrico	1
i580D1	Bloque de punción LP con médula a 12mm (Pack de 2)	1
i580D2	Bloque de punción LP con médula a 17mm (Pack de 2)	1
	Bolsa para irrigación	1
	Soporte	1

### Consumibles:

Ref.	DESCRIPCIÓN
i580D1	Bloque de punción LP con médula a 12mm (Pack de 2 uds)
i580D2	Bloque de punción LP con médula a 17mm (Pack de 2 uds)